

Proizvodi od jasike od TAPVEI®

– najprirodnija laboratorijska oprema u vivariju

Populus tremula, drvo jasike je tvrda vrsta, što je ključno za proizvode za laboratorijske životinje. Ima sjajan utjecaj na parametre vlage i apsorpciju amonijaka, kao i njegovu praktičnu prirodu „bez prašine“. Materijali za gniježđenje su izuzetno mekani i elastični. Igračke koje diverzificiraju životno okruženje učinkovito aktiviraju ponašanje životinja i zadovoljavaju instinkt prirodnog griženja bez utjecaja na rezultate eksperimenta u području citotoksičnosti.


Svi TAPVEI proizvodi su autoklavirani i biorazgradivi. Njihova kvaliteta potvrđena je sa ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2018 standardima. TAPVEI drvo jasike raste u područjima koja su kontrolirana i certificirana od strane Forest Stewardship Council (FSC).



Stelja od jasike

Idealna za dispenser za automatsku stelju Preporučuje se kao izolator i IVC sistem.

- Sadržaj vlage ca. 10%
- Relativna gustoća 180–200 kg/m³
- Upijajući kapacitet 260%
- Sadržaj prašine (čestice < 0.25mm), Manje od 0.1%
- Vežanje amonijaka 26mg/L



Utočišta

- Za miševe i štakore
- Sa čvrstim dnom preporučuje se za kaveze sa žičanim dnom
- U obliku tunela, kuća



Arkade

- Lakše se čiste – nemaju dno
- U veličinama za miševe i štakore



Materijal za gniježđenje

- Sadržaj vlage ca. 10%
- Dovoljna je jedna vreća od 3 kg za do 600 kaveza
- Dostupno u 3 veličine

Briketi za grickanje

- Dostupne u različitim veličinama i oblicima
- Za višekratnu uporabu nakon pranja i autoklaviranja

Ostali pribor:

- Stepenice
- Labirinti
- Kockice
- Tuneli
- Loptice
- Separe



Kat. br	Ime	Ime Veličina (mm)	Pakiranje
---------	-----	-------------------	-----------

Stelja za životinje

2HP10KG	Stelja	2x2x1	Papirnata vreća 10 kg, Paleta (33 vreće / paleta)
4HK10KG	Stelja	5x5x1	

Materijali za gniježđenje

PM90L	Materijal za gniježđenje miševa	ok. 2x200	Papirnata vreća 90 L (ca. 3 kg), Paleta (21 vreća / paleta)
PM90L/R	Materijal za gniježđenje štakora	ok. 3x200	
PM90L/2R	Materijal za gniježđenje miševa i štakora	ok. 6x200	

Blokovi za grickanje

TAPV-AB-S	Blokovi S	50x10x10	1000 lub 2000 kom./pkg
TAPV-AB-M	Blokovi M	100x20x20	200 kom./pkg
TAPV-AB-L	Blokovi L	200x43x43	50 kom./pkg.
TAPV-AB-RABBIT	Blokovi za zečeve	65x58x23	100 kom./pkg
TAPV-AB-BALL	Loptice	Ø30	500 kom./pkg

Utočišta

TAPV-TUBE-S	Utočišta S za miševe	100x75x75	30 kom./pkg.
TAPV-TUBE-M	Utočišta M za štakore	198x105x105	6 kom./pkg.
TAPV-ARCADE14	Arkada 14 za miševe	198x105x90	12 kom./pkg.
TAPV-ARCADE17	Arkada 17 za štakore	180x140x107	8 kom./pkg.
TAPV-TUNEL	Tunel	100x40x40, promjer Ø30	100 kom./pkg.
TAPV-LABIRYNTH	Labirint	150x43x10, 4 promjer Ø30	50 kom./pkg.
TAPV-CUBE	Kocka	60x60x60, promjer Ø30	72 kom./pkg.
TAPV-STAIRS	Stube	75x20x208	40 kom./pkg.
TAPV-CABIN-MOUSE	Trokutasta kabina za miš	155x92x85, promjer Ø30	24 kom./pkg.
TAPV-CABIN-MOUSE-STAIRS	Trokutasta kabina za miša sa stepenicama	155x92x85, promjer Ø30	24 kom./pkg.
TAPV-HOUSE-MOUSE	Četvrtasta kućica za miševe	110x110x67, promjer Ø40	20 kom./pkg.
TAPV-HOUSE-GUINEA PIG	Kvadratna kućica za zamorce	220x178x138, ulazni otvor 70x90	2 kom./pkg.
TAPV-CORNER15	Ugao 15	105x75x80	60 kom./pkg.
TAPV-CORNER15-ST	Ugao 15 sa stepenicama	105x75x80	60 kom./pkg.